

Системы водоподготовки для гемодиализа

Водоподготовка и приготовление диализного концентрата – комплексно!

Научно-производственная компания МЕДИАНА-ФИЛЬТР производит и поставляет широкий спектр оборудования для гемодиализа, обеспечивая очищенной водой как индивидуальные аппараты, так и целые отделения. Системы водоподготовки выполнены на базе автоматизированных одно- и двухступенчатых установок обратного осмоса серии УВОИ-М-Ф (Регистрационное Удостоверение МЗ РФ и Сертификат соответствия)

Технологическая схема разрабатывается с учетом исключения микробиологической контаминации системы. Мы обеспечиваем надлежащее качество воды до точек ее разбора.

Новая разработка наших технологов и конструкторов – полностью автоматизированная передвижная обратноосмотическая установка серии УВОИ-М-Ф/4021 «МОБИЛ» производительностью до 100 л/час для отделений реанимации и для индивидуального гемодиализа. Может комплектоваться передвижным автоматическим фильтром умягчения.



- Технологические решения
- Современное оборудование
- Профессиональный сервис
- Весь ассортимент комплектующих и расходных материалов

Отличительные особенности:

- Мобильность
- Компактность
- Простота и надежность в эксплуатации
- Закрытый дизайн в корпусе из нержавеющей стали
- Встроенный автоматизированный блок химической промывки мембран
- УВОИ - «М-Ф»/4021 «МОБИЛ»



Устройство «ДИАМИКС-МФ» для приготовления концентратов диализных растворов методом струйного перемешивания



Выпускаемое нашей компанией Устройство «ДИАМИКС-МФ» предназначено для полуавтоматического приготовления 300 или 500 литров концентратов диализных растворов из готовых сухих гранулированных смесей любого типа.

Растворение гранулятов осуществляется методом струйного перемешивания с помощью затопленных сопел для предотвращения аэрации концентратов кислородом воздуха. Время приготовления буферных растворов составляет 45 минут в холодной воде. Опциональный подогрев воды перед растворением может сократить это время до 30 минут.

Устройство «ДИАМИКС-МФ», управляемое промышленным контроллером, может работать в следующих режимах:

- 1) двухэтапное растворение сухого гранулята для получения точного солевого состава в буферном растворе с точностью и повторяемостью не более 1,5%
- 2) раздача всего полученного раствора через микрофильтр с рейтингом 5 мкм в канистры или емкости хранения с помощью встроенного в устройство насоса и раздаточного пистолета
- 3) отмывка и санитаризация внутренних поверхностей Устройства от остатков раствора водой очищенной.

Устройство «ДИАМИКС-МФ» просто в монтаже и обслуживании, надежно в эксплуатации. Все комплектующие и материалы, входящие в состав Устройства, допущены для использования в медицинской промышленности.

На Устройство «ДИАМИКС-МФ» получены Регистрационное удостоверение МЗ РФ и Сертификат соответствия.

Медиана-фильтр

Научно-производственная компания Медиана-Фильтр
111250, Москва, Красноказарменная ул., 17В, стр.3,
Тел.: (495) 66-00-77-1, факс: (495) 66-00-77-2,
info@mediana-filter.ru, www.mediana-filter.ru

